


Dräger DrugCheck® 3000

Мансууруулах бодис илрүүлэх нэг удаагийн шалгах тест

Dräger DrugCheck® 3000 нь амны хөндийгөөс дээж авах замаар мансууруулах бодис хэрэглэсэн эсэхийг шууд тогтоох тест. Тог болон нэмэлт ямар нэгэн төхөөрөмж шаардлагагүй.



Дэлгэрэнгүй



D-49687-2015

1. Амны хөндийгөөс дээж авна



D-49707-2015

2. Шинжлэх хэсэгт оруулах



D-49724-2015

3. Сэгсрэх



D-15447-2017

4. Шинжилж эхлэх



D-15442-2017

5. Үр дүнтэй танилцах



D-27935-2017

6. Dräger DrugCheck® App

Бусад



[Dräger DrugCheck® App in the App Store / Google Play Store](#)

Техникийн үзүүлэлт

Хэмжээ	32 x 111 x 57 мм
Жин	< 30 гр (0,07 lb)
Ашиглах	Температур 5°C-аас 40°C Чийгшил: 5%-аас 95 %
Хадгалалт	4 °C -аас 25 °C
Хэмжих хугацаа	3 – 5 минут
Хэмжих төрөл	Ерөнхий эсвэл нарийвчилсан төрлөөр шалгана